

# 磁振造影專業基礎課程



教育主題：磁振造影專業課程

主辦單位：中華民國醫事放射學會、國泰綜合醫院

上課時間：民國 105 年 6 月 19 日(星期日)

上課地點：台北國泰醫院


## 磁振造影的特性

- 無放射性
- 高解析度
- 高組織間對比
- 多重切面( **Sagittal view**、**Coronal view**、**Axial view**)

---- **未來百年內醫學影像的主流**



## MRI 基本物理原理



新光吳火獅紀念醫院  
放射診斷科  
技術專員 李正輝

## 何謂MRI？


- M (magnetic)：訊號的來源，人體中小磁鐵的磁化。
- R (resonance)：共振，小磁鐵激發偵測的原理，小磁鐵和射頻脈衝間的交互作用。
- I (imaging)：訊號轉為影像的方式。

## 磁化 (Magnetization)

## Magnetic susceptibility

- 所有物質放在磁場中時，均有一定的**磁化程度**，而一個物質的**感磁性**是用來衡量他們被磁化了多少。
- MRI所使用的物質共可分為三種不同的感磁性-**順磁性**、**反磁性**和**鐵磁性**。

## Magnetic susceptibility



反磁性

順磁性

$$B = \mu * H$$

B=磁通密度(magnetic flux density)

$\mu$ =磁導率(magnetic permeability)

H=磁場強度(magnetic field intensity)

## 物質的磁性與在MRI的用途

- **順磁性(paramagnetic)物質:**
- 導磁係數( $\mu$ )與空氣相近者，如: 鋁、鉻等物質 (鈣、鎂、血液)
- **反磁性(diamagnetic)物質:**
- 導磁係數( $\mu$ )比空氣或真空小者，如: 金、銀等物質 (水及大部份組織)
- **鐵磁性(ferromagnetic)物質:**
- 導磁係數( $\mu$ )比空氣大者，如: 鐵、鋼等物質 (動脈瘤夾、榴霰彈片)。


## 自旋 (Spin)

- 古典物理中，旋轉中的物體具有角動量(angular momentum)的特性，其大小和物體的外型、尺寸、質量以及向量的大小有關。
- 而在原子或次原子的領域中，則以**自旋**來表示，也就是說明**粒子繞著本身軸位旋轉**的特性。



## 人體內的小磁鐵

- 電子、質子帶有電荷且有自旋現象，故其行為類似於微小的電流迴路，因為移動的電荷會產生磁場，故電子、質子就好像是微小的磁鐵，有著北極和南極，故稱為磁偶極(magnetic dipole)。





- 不同於古典力學的想法，自旋角動量只能有某些特定的值，即有量子化的現象，例如電子、質子等粒子的自旋量子數(S) 為 $1/2$ ，其自旋角動量在某一軸向的分量只能有兩個值(能階數=  $2S+1$ )，正負號表示方向，故有spin-up 與spin-down 兩種狀態之稱。

- 根據泡立不相容原理(Pauli exclusion principle)，兩個電子不能處在同一個量子狀態，故若其一為spin-up，另一必為spin-down。若一原子有偶數個電子，即有偶數個質子，則spin-up、spin-down兩種狀態互相抵消，所以無法有可被觀察到的自旋現象。然而，若一原子有奇數個電子(即不成對)，亦有奇數個質子，此時自旋現象才能被彰顯出來，氫原子就是其中一個例子。


## NET MAGNETIC FIELD

- 原子核中質子數目為偶數(even) \* 她們的磁場會互相抵消，而使得淨磁場為0。
- 原子核中質子數目為奇數(odd) \* 因而可以產生一個淨磁場或稱 (magnetic dipole moment, MDM)




## 淨磁偶極的平衡

- 沒有外加磁場時，氫原子核(僅有一個質子)的磁偶極沒有特定的指向，淨磁化強度(所有磁偶極的加總，net magnetization)等於0。




## 原子的旋進(Precession)

- 除了在自己的軸位上產生自旋，質子也會順著主磁場的方向，以特定的頻率產生繞進的現象，我們稱之為---旋進。



## 當外加磁場施加時....


- 場域內的氫原子核，受主磁場的強大作用力影響，產生順著主磁場方向(spine-up) 與逆著主磁場方向(spine-down) 的排列。
- 最終，在相互抵消的作用下，產生一個順著主磁場方向(spine-up) 的靜磁矩。




## 共振(resonance)

## Radio Frequency Pulse


- 電磁波---傳遞能量
- 能量的傳遞須符合----拉莫頻率
- 施加的方向與B0垂直
- 將縱向磁矩偏轉到橫向平面




## 磁場的向量變化(RF施加前)



## 旋進頻率(拉莫頻率)




## 當RF施加時....



- RF頻率與系統之頻率相同
- 能量傳遞給系統，將spin-up之質子轉移至spin-down
- 縱向磁矩偏轉至XY軸平面，磁矩消減為0
- 橫向磁矩因質子同相，產生最大橫向磁矩

## 如果將RF關掉....

- 縱向磁矩回復至Z軸平面，磁矩回復為 $M_0$
- 橫向磁矩因質子產生失相，橫向磁矩消滅為0




## 弛緩

- 在 $B_1$  關閉後，氫原子核要從激發狀態回到平衡狀態，與主磁場對齊，主要有兩個互相獨立的歷程，分別稱為自旋晶格弛緩 (spin-lattice relaxation) 和自旋自旋弛緩 (spin-spin relaxation)，分別是Z 分量的回復和X-Y 分量的歸零，其弛緩的時間常數 (time constant) 分別稱為 $T_1$  和 $T_2$ ，故又稱為 $T_1$  弛緩和 $T_2$  弛緩。

## 發生了什麼事???


- 縱向磁場的回復----  
 $T_1$  recovery
- 橫向磁場的衰減----  
 $T_2$  decay




## $T_1$ 弛緩

- 氫原子核將先前吸收的能量以熱能的方式釋放到鄰近的組織 (lattice) 中，使得氫原子核可和主磁場對齊。弛緩的時間常數，即Z 分量回復到原來 $M_0$  的63% 所需的時間稱為 $T_1$ ，大約需要5 倍 $T_1$  的時間，Z 分量可完全恢復。

## T1弛緩(relaxation)




## 不同組織的T1曲線



## T2弛緩


- 當有B1 磁場時，眾多氫原子核以同樣的相位(phase)自旋，當B1 關閉時，外力的協助消失，氫原子核間會有隨機的運動，彼此碰撞交換能量(所以稱為 spin-spin relaxation)，使相位一致性(phase coherence)消失，有的氫原子核進動較快，有的氫原子核進動較慢，使X-Y 分量互相抵消逐漸回復到零。X-Y 分量減少到M0 的37%(也就是衰減了63%)的時間稱為T2，T2 通常短於T1。

## T2弛緩(relaxation)






## 不同組織的T2曲線



## T2 vs T2\*

- 造成橫向磁場衰減的原因:
  - Spin-Spin 間的交互作用(失相)
  - 主磁場的不均勻 (可以被修正)
- T2 ---造成橫向磁場衰減的原因  
僅為Spin-Spin 間的交互作用
- T2\* --- Spin-Spin 間的交互作用  
+主磁場的不均勻



## 想,想,想.....

- 不同組織在T1、T2都有不同訊號的表現
- 在適當的時間擷取訊號
- 不同的組織就可以被區分出來了!
- 傅立葉轉換---- 時間函數  $\longrightarrow$  頻率函數
- 適當的空間編碼, 填入K-space 中, MRI的影像就出來啦!!!

## 成像與造影(Imaging)


## 成像(空間編碼)

- MRI 量測到的是人體某一區塊中的所有氫原子核激發、弛緩的訊號，為了要了解人腦中不同位置的結構或功能性變化，必須在訊號中加入空間位置的訊息，簡單來說，這分為在Z方向的切面選擇(slice selection)· X-Y 平面上任一軸例如X方向的頻率編碼(frequency encoding)· 和X-Y 平面上另一軸例如Y方向的相位編碼(phase encoding)· 要在那個方向做切面選擇、頻率、相位編碼視實際需求而定。所用到的技術是梯度磁場的概念以及二維傅利葉轉換(2-D Fourier transform)。

## 相位 vs. 頻率


- MRI訊號:具週期性，以sin or cos 呈現，具有0~360°的相位變化
- 相位(Phase): 在特定的時間點中訊號波形(Waveform) 循環中的位置
- 頻率(Frequency):單位時間內，產生訊號週期的數目 (Cycle/Sec)

## 訊號、頻率、相位與相位偏移




## 切面選擇(Slice Selection)

- 空間編碼的第一步
- 在切面方向施加一個梯度磁場，藉此在不同的位置產生相對不同的磁場強度 ( $B_0 + Gz$ )



# 選擇切面的方式



0	1	1
1	2	0
-2	0	1


原始的訊號量，加上相位與頻率資訊，以完整的訊號模式呈現

0	$\cos\omega_0 t$	$\cos\omega_0 t$
$\cos\omega_0 t$	$2\cos\omega_0 t$	0
$-2\cos\omega_0 t$	0	$\cos\omega_0 t$

→  $4 \cos\omega_0 t$

0	$\cos\omega_0 t$	$\cos\omega_0 t$
$\cos\omega_0 t$	$2\cos\omega_0 t$	0
$-2\cos\omega_0 t$	0	$\cos\omega_0 t$

## 頻率編碼 (Frequency Encoding)




column # 1:  $0 + (\cos \omega_0^- t) + (-2 \cos \omega_0^- t) = -\cos \omega_0^- t$   
 column # 2:  $(\cos \omega_0 t) + (2 \cos \omega_0 t) + 0 = 3 \cos \omega_0 t$   
 column # 3:  $(\cos \omega_0^+ t) + 0 + (\cos \omega_0^+ t) = 2 \cos \omega_0^+ t$   
 Sum of signals =  $(-\cos \omega_0^- t) + (3\cos \omega_0 t) + (2\cos \omega_0^+ t)$

0	$\cos\omega_0 t$	$\cos\omega_0^+ t$
$\cos\omega_0^- t$	$2\cos\omega_0 t$	0
$-2\cos\omega_0^- t$	0	$\cos\omega_0^+ t$


→  $(-\cos\omega_0^- t) + (3\cos\omega_0 t) + (2\cos\omega_0^+ t)$

$-\cos\omega_0^- t$	$3\cos\omega_0 t$	$2\cos\omega_0^+ t$
---------------------	-------------------	---------------------

0	$\cos\omega_0 t$	$\cos\omega_0 t$
$\cos\omega_0 t$	$2\cos\omega_0 t$	0
$-2\cos\omega_0 t$	0	$\cos\omega_0 t$



## 相位編碼 (Phase Encoding)




+ Phase change (faster)  
 No phase change  
 - Phase change (slower)


0	$\cos\omega_0 t$	$\cos\omega_0 t$
$\cos\omega_0 t$	$2\cos\omega_0 t$	0
$-2\cos\omega_0 t$	0	$\cos\omega_0 t$

0	$\cos(\omega_0 t + \theta)$	$\cos(\omega_0 t + \theta)$
$\cos\omega_0 t$	$2\cos\omega_0 t$	0
$-3\cos(\omega_0 t - \theta)$	0	$\cos(\omega_0 t - \theta)$


### 空間編碼的結果(相位+頻率)



### 相位編碼與TR



### Data Space to image



### 硬體上的需求

- 主磁場
  - 永久磁場
  - 電磁場
  - 超導磁場
- 線圈(coil)
  - Gradient coils
  - Shim coils
  - 射頻線圈
  - 接收線圈



## 磁場產生的方式

- 永久磁場

- 電磁場


- 電生磁，磁生電

- 超導磁場


- 導體的電阻為零

- 指電流通時無阻力的現象，也就是產生永久電流(persistent current)

- 絕對低溫(4-6 °K)





## 永久磁場



## Gradient coils

- X軸、Y軸、Z軸  
都需要形成梯度磁場，


就可以得到不同的斜切位。



## Gradient coils


- **Gz** slice-selection 切面選擇
- **Gy** phase-encoding 相位編碼
- **Gx** frequency-encoding 頻率編碼

	slice-selection	phase-encoding	frequency-encoding
Axial	z	y	x
Sagittal	x	y	z
coronal	y	x	z



## Shim coils

- 被動式
  - 維持**主磁場**的均勻性
- 主動式
  - 維持局部磁場的均勻性，特別是在**梯度回音**或**脂肪的化學位移消除技術**，**shimming**可以使變動降低但不盡然完全消除。



## MRI safety

- 影響裝置功能或MRI儀器本身產生之危害
  - 心臟節律器
  - 血管夾
  - 金屬物品(剪刀、髮夾、氧氣瓶.....)
- RF產生的熱效應
  - 紋眉、紋身
  - 精油、髮膠
  - 掃描過程中病人身體(皮膚)不要直接觸碰磁體內壁及各種導線

## SAR (Specific Absorption Ratio)



- 每單位質量的物體，因RF能量傳遞，造成物體能量吸收的比例 (單位: W/Kg)
- 依據FDA的規範，不得超過 4 W/Kg
- 不同的部位，SAR值的吸收也有所不同
- SAR值產生的效應，以熱的方式來表現


Table 10.1 RF temperature limits

Operating mode	Core temperature rise (°C)	Spatially localized temperature limits (°C)		
		Head	Torso	Extremities
Normal	0.7	38	39	40
First-level controlled	1	38	39	40
Second-level controlled	>1	>38	>39	>40

## 如何降低SAR值

- 使用 quadrature coil 進行RF的發送
- 在有適合的coil 可同時進行RF的發送與接下，盡量避免使用 body coil進行RF的發送
- 增加TR
- 減少掃描張數
- 減少ETL的長度
- 減少TSE中 refocusing pulse flip angle





## 對比(Contrast)

對比的定義

影響對比的參數與臨床應用


## Contrast

- Contrast was introduced in terms of the **image appearance**, or **relative brightness** of different **tissues** and **pathology**.
- Image contrast arises (or doesn't) when tissues generate MR signals which have different intensities because of their physical properties, i.e. T1 and T2 relaxation times and proton density.





## TR and tissue contrast



**Here's the maths bit**  
 Mathematically we can define contrast as

$$C = \frac{S_A - S_B}{S_A + S_B}$$

where  $S_A$  and  $S_B$  are signal intensities for tissues A and B.


Signal-to-noise ratio (SNR) is defined as

$$SNR = \frac{signal}{noise}$$


Contrast-to-noise ratio (CNR) is defined for tissues A and B as

$$CNR_{AB} = \frac{S_A - S_B}{noise}$$


In the simplest terms spatial resolution of the voxels is related to the field of view (FOV) and matrix thus

$$\Delta x = \frac{FOV}{N_{FE}} \quad \Delta y = \frac{FOV}{N_{PE}} \quad \Delta z = \text{slice width}$$


TE=10




## TE and tissue contrast




(a)

TR=1500



(b)



## T1 effects and pathology


### T1 effects on the image

short T1 - bright

- fat, fresh bleeding
- paramagnetic contrast agent (gadolinium)

long T1 - dark

- Neoplasm,
- edema, inflammation,
- pure fluid, CSF



## Clinical image appearance

### T2 Effects on the image


short T2 - dark

- iron deposits in liver,
- magnetic susceptibility effects

long T2 - bright

- edema,
- inflammation, Gliosis,
- pure fluid, CSF

**TR > 1800 ms    TE > 80 ms**



## Clinical image appearance


### proton density effects

low proton density- dark

- calcium, air, cortical bone, ligament


high proton density- bright

- fat, bone marrow




TR ~ 1200 ms TE ~ 25 ms

## Flip angles and contrast




TR=150, TE=4.6

## TI and contrast




TR=4000, TE=19

## SE vs. IR




## Inversion recovery (IR)




- Advantages of IR
  - Selective tissue suppression possible
  - Twice the sensitivity to T1 differences
  - Additive T1 and T2 contrast
- Disadvantages of IR
  - Longer imaging time
  - Higher energy deposition (SAR)


## STIR





## STIR image



## Flair



## FLAIR in Brain MRI



## Disadvantages of IR

- Longer scan times
- Increase in flow-related artifacts
- Signal-to-noise can decrease as tissues are suppressed
- Higher specific absorption rate (SAR) due to additional  $180^\circ$  pulses

休息一下吧!!!

# MR影像建構與脈衝序列圖

MR Image Construction & Pulse Sequence

周嘉豪 醫事放射師

台北慈濟醫院 放射診斷科

慈濟科技大學 醫學影像暨放射科學系

charles198217@yahoo.com.tw

## 本次課程內容

- MR基本原理與自旋回音(Spin echo)
- 脈衝序列圖(Pulse sequences diagram)
- 空間編碼(Spatial encoding)
  - Slice selection encoding( $G_z$ )
  - Frequency encoding( $G_x$ )
  - Phase encoding( $G_y$ )
- K-space與訊號填入
- 快速自旋回音(Fast spin echo (FSE))


### Reference:

- 1.MRI The Basics (3rd) (Chapter 7~14)
- 2.MRI IN PRACTICE(4td) (Chapter 3.5)
- 3.MRI From Picture to Proton(2nd)(Chapter 7)




## MRI的成像過程

- 磁場 → 磁化現象
- RF脈衝 → 磁化量激發
- 梯度磁場 → 切面選擇
- 梯度磁場 → 空間編碼(相位編碼、頻率編碼)
- 信號取號 → 接收線圈取樣頻率
- 影像計算 → FOURIER轉換



## MR basic principle

5/1000000(每一百萬個氫原子核中最多5~6個)




Anti-Parallel  
Higher energy state

$M_0 = 0$

Parallel  
Low energy state

## 淨磁矩與外加磁場的關係


- 外加磁場愈大淨磁矩愈大



5

## 如何偏轉人體磁鐵？


- 電磁波產生一橫向磁矩( $B_1$ )使人體磁鐵( $M$ )偏轉
- RF的作用下 $M_0$ 的運動軌跡為螺旋形



6

## RF常用的脈衝角度


- Larmor frequency  $\omega = \gamma B_0$
- 傾角 (flip angle)  $\theta = \gamma B_1 t$  ( $B_1$  為 RF 脈衝磁場,  $t$  為時間)



7

## 共振(resonance)


在頻率相同的條件下所進行之能量轉移的現象




8




# 共振(resonance)




# dephase 和 rephase 的過程



# 自旋迴訊(spin echo)脈衝序列






# 磁共振儀器基本硬體-線圈與磁場



## 梯度線圈 gradient coils

- Alter the primary magnetic field
- Gradient coils in the x, y & z axis
- Responsible for loud noises of MRI




13

## 梯度磁場 (gradient coil, $G_x$ , $G_y$ , $G_z$ )

$z$  (slice-select) 、 $x$  (phase-encoding) 、 $y$  (readout or frequency-encoding)

- 磁場方向沿著3軸，強度隨著位置改變(ex:沿著z，隨xy改變)
- 故意製造磁場均勻度的擾動
- 改變氫原子核感受到的磁場大小



14


## 梯度磁場-相角隨位置而改變:

$$\omega_0 = \gamma B_0$$

$$\omega_0 + \Delta\omega = \gamma(B_0 + G_y)$$

$$\omega_0 - \Delta\omega = \gamma(B_0 - G_y)$$


- 梯度是由一點到另一點的磁場改變-磁場的擾動通常是linear
- 三個軸暫時製造出線性磁場的不均勻，取得的位置資訊



15


from:鍾孝文教授ppt改編動畫

## Spin Echo (SE) 波序圖




16

## 梯度磁場下的訊號衰減



17


## 梯度磁場和變化磁場強度 (Gradients and changing field strength) (How to select a slice?)



18

## 切面厚度 slice thickness

- We can excite one slice by an RF pulse with a specific frequency range.
- This range of frequencies determines the slice thickness and is referred to as the bandwidth. (射頻脈衝頻寬和梯度強度的斜率有關)



19



## 選層梯度磁場 (slice-select gradient, $G_z$ )

- We transmit an RF pulse with a bandwidth that has the appropriate center frequency.
- This gradient is turned on only when we transmit the RF pulses.
- When we transmit the  $180^\circ$  pulse (rephasing pulse) for the same slice, we activate the same gradient.
- Two types of RF pulses
  - Slice-selective: only a certain slice of the body. used in 2D imaging.
  - Non-selective: excites every part of the body. used in 3D imaging.

20

## 選層梯度磁場 (slice-select gradient, $G_z$ )


在  $B_0$  上另外加一個  
“隨位置變化”的磁場  
如果信號頻率與位置有關  
物體位置即可分辨  
取樣錯誤就會造成位置錯置



from:鍾孝文教授ppt改編動畫

## Fourier Transform 轉換 (RF)

- time domain轉至frequency domain。提供訊號中的頻率範圍
- 有頻率的範圍及振幅就能把訊號重建回來
- 傳送一定範圍頻率的RF脈衝有一定頻寬的頻率




脈衝寬度與脈衝頻寬為反比

22

## Fourier Transform 轉換 (RF) waveform and bandwidth


- A narrower RF pulse  $\rightarrow$  a wider frequency bandwidth



23

## Fourier Transform 轉換 (Echo)

- time domain轉至frequency domain。提供訊號中的頻率範圍
- 有頻率的範圍及振幅就能把訊號重建回來




經FT後的訊號較容易了解在時域中的組成

24

## 切面選層梯度 (slice-select gradient, $G_z$ )

- 信號只從一個平面出來，只激發該平面內的氫原子核
- 調整射頻脈衝頻率 選擇欲激發的切面




25

## 空間編碼 (spatial encoding)

(phase encoding,  $G_y$ 、frequency encoding,  $G_x$ )

- The spatial information regarding each slice




26

## 空間編碼 (spatial encoding)

(phase encoding,  $G_y$ 、frequency encoding,  $G_x$ )

- We can analyze the magnitude of each frequency component using FT.


$$-\cos\omega_0 t + 3\cos\omega_0 t + 2\cos\omega_0 t$$



## 空間編碼 (spatial encoding)

(phase encoding,  $G_y$ 、frequency encoding,  $G_x$ )

- Turn on phase encoding ( $G_y$ ) between  $90^\circ$  and  $180^\circ$  RF pulses or between  $180^\circ$  pulse and the echo.




28


## 空間編碼(spatial encoding)

(phase encoding, Gy、frequency encoding, Gx)

- 將氫原子核座標位置的訊息帶入訊號中(需知道像素內有多少訊號)
- 使氫原子核旋進頻率隨位置改變。使磁向量旋進相位隨位置改變




## Spin Echo (SE) 波序圖



30

## 切面選層梯度 (slice-select gradient, Gz)


- Every time we apply a gradient. we dephase the spins.
- We apply a Gz gradient to select a slice. but after the slice is selected, we need to reverse the effect of dephasing (refocusing).



31

## 頻率編碼梯度 (frequency-encoding gradient, Gx)


- Without a proper compensation, the signal intensity will be...
  - Decrease at the time in the middle of echo
  - Maximum dephasing at the time in the end of echo
  - Phase difference-weak signal



32


## 頻率編碼梯度 (frequency-encoding gradient, $G_x$ )

- We apply a gradient in the negative direction that has an area equal to  $\frac{1}{2}$  of that of the readout gradient.




33

## 梯度磁場下的訊號衰減




34

## Spin Echo (SE)




35

## Spin Echo K-space




36

## Spin Echo K-space




37

## K-space簡圖說明: rephase dephase




38

## K-space簡圖說明:



39

## 3維(3D)坐標方向上的K-space:




40




## K-空間的邊緣(Edges of k-Space)

- The periphery of k-space provides information regarding “fineness” of the image and clarity at sharp interfaces.
- The FT of a truncated sinc function has ring down effects.
- The shades of gray are determined by the magnitude or amplitude of signal at each pixel.



41


## K-空間的邊緣(Edges of k-Space)



## K-space位置和實際對應圖:

$$ky = +/- 1$$

$$kx = 0$$




43

from:鍾孝文教授ppt改編動畫

## K-space位置和實際對應圖:

$$ky = 0$$


$$kx = +/- 1$$




44

from:鍾孝文教授ppt改編動畫


K-space位置 and 實際對應圖:




影像 = 各波形成份的加權總和:




影像 = 各波形成份的加權總和:



影像 = 各波形成份的加權總和:




影像 = 各波形成份的加權總和:



49

from:鍾孝文教授ppt改編動畫


數字和數據的壓縮得到種種影像:



50


from:鍾孝文教授ppt改編動畫

### Fast Spin Echo (FSE)





51

### Echo Train Length (ETL)




52


## Fast Spin Echo (FSE)



## Fast Spin Echo (FSE):對比平均



T2W為主



PDW為主

54

## FSE優點


1. 掃描時間降低(ETL)
2. SNR維持一樣( $N_y$ 相位不會改變)
3. 合理的時間內作高解析度造影(512x512的內耳道造影)
4. 運動假影比較不嚴重  
( $180^\circ$ 等距離分開, 偶數回音重聚相(even-echo rephasing))
5. 金屬物體在FSE影像中扭曲較小(含有許多rephase的 $180^\circ$ )
6. FSE影像對不均勻磁場的磁鐵耐受度比CSE影像來得高(ETL)

55

## FSE缺點

$$\text{切面數目} = \frac{\text{TR}}{\text{TE} + T_s/2 + T_0}$$

1. 切面數目減少, 涵蓋範圍較低




2. 對比平均造成:


- CSF在PDW影像中較亮  
(極長TE的訊號, 會有一些T2效應(CSF會較亮), 使用短的ETL和較高的BW)
  - MS斑及其他在腦部的病灶可能被忽略(解決問題: 較短的ETL和利用FLAIR)
3. FSE中產生的MT轉移(許多快速的 $180^\circ$ 脈衝, 寬廣的BW造成)
  4. 正常椎間盤之T2W影像的亮度在FSE不如在CSE中(原因為MT造成)
  5. 感磁性效應比CSE低(出血不敏感)
  6. 脂肪在T2W的FSE像中較亮(解決問題: FAT SAT)

56


### Fast SE: 一個TR多次phase encoding



### FSE K-space



### FSE K-space



### Scan time (SE):


$$T = TR \times Ny \times NEX$$

- TR : Repetition time
- Ny : Phase encoding 的次數
- Naq : Nex (Number of excitation)

### Scan time (FSE):

$$T = TR \times (Ny/ETL) \times NEX$$


## Spin echo: acquisition time



- T1WI: 666.7 msec (TR) x 512 (phase) x 1 (NEX)  
= 341350 msec = 341 sec = 5 min 41 sec
- T2WI: 3650 msec (TR) x 256 (phase) x 1 (NEX)  
= 934400 msec = 934 sec = 15 min 34 sec
- PDWI: 3650 msec (TR) x 256 (phase) x 1 (NEX)  
= 934400 msec = 934 sec = 15 min 34 sec

61


## Fast SE: acquisition time



- T1WI: 666.7 msec (TR) x 512 (phase) x 1 (NEX) / 4 (echo train length)  
= 1 min 8 sec
- T2WI: 3650 msec (TR) x 256 (phase) x 1 (NEX) / 4 (echo train length)  
= 3 min 54 sec
- PDWI: 3650 msec (TR) x 256 (phase) x 1 (NEX) / 4 (echo train length)  
= 3 min 54 sec

62

## Fast SE: 乳房磁振造影




T2WI: 5750 ms x 512 x 1 / 14  
= 210 sec  
= 3 min 50 sec

T1WI+fat sat +C: 600 ms x 512 x 1 / 3  
= 102 sec  
= 1 min 42 sec

63

## Fast SE: 動態腦下垂體磁振造影




第3個切面  
共6個phase  
每個phase 6張

500 ms x 512 / 16 x 1 = 16 sec  
共6個切面, 每個切面6張  
(即6個phase, 每個phase 16 sec)

64

# MR cholangiography (MRCP)(SSFSE)

- 不須注 (阻塞性)
- 利用T2
- 靜止的
- 周圍的
- MIP (r)




# 看圖說故事時間到了!!


Sequence	TR		TE	
	Short	Long	Short	Long
SE	250-700	> 2000	10-25	> 60

Note.—Values are given in milliseconds.

- 各位放射師們請看影像，想想下列二個問題:
  1. 是檢查那個部位?是那種加權影像?
  2. 計算所需掃描時間?




# 看圖說故事(2)



Thanks for your attention!

## Gradient echo




## What is a free induction decay (FID)?

- **Pulsed methods**: the main magnetic field is held constant while an RF-field at the **Larmor frequency** is pulsed on and off.
- Immediately after the RF pulse, transverse magnetization **dephasing** and induce **signal** called "nuclear induction decay" or "free induction," which today is commonly referred to as the **free induction decay (FID)**.

## Characteristics


- The gradient echo sequence differs from the spin echo sequence in regard to:
  - the flip angle usually below  $90^\circ$
  - the absence of a  $180^\circ$  RF rephasing pulse



Type of MR Signal	Method of Formation
Free induction decay (FID)	1 RF pulse
Gradient echo (GRE)	1 RF pulse + gradient reversal
Spin echo (SE)	2 RF pulses
Stimulated echo	3 or more RF pulses





What is a gradient echo, and how does it differ from an FID?




### The advantages of low-flip angle excitations

- A flip angle lower than 90° (partial flip angle) **decreases** the amount of magnetization tipped into the **transverse plane**.
- The consequence of a low-flip angle excitation is a **faster recovery** of **longitudinal magnetization** that allows shorter TR/TE and **decreases scan time**.




## 180° RF Pulse In GRE




## Echo time in GRE

### Bi-lobed Gradient



## Bi-lobed Gradient



## Advantages of GRE

1. Increased speed
2. Increased sensitivity to magnetic susceptibility effects of hemorrhage
3. 3D imaging in reasonable time
4. Imaging of flowing blood (i.e. MRA)


## Disadvantages of GRE

1. Decreased **SNR** caused by small  $\alpha$ , reducing the transverse magnetization, and very short TR
2. Increased **magnetic susceptibility artifacts**, most noticeable at air tissue interface such as in the region of paranasal sinuses or the absomen
3. **T2\* decay** since there are no 180° rephasing pulses

## The contrast of gradient echo


	Small	Large
$\alpha$	↑ PDW	↑ T1W
TR	↑ T1W	↑ PDW
TE	↑ PDW	↑ T2*W

### Short TRs




**Figure 20-1** After a 90° pulse, longitudinal recovery after a short TR will be very small.

### Short TRs



**Figure 20-2** (A) The initial longitudinal and transverse magnetizations. (B) After a short TR, the subsequent longitudinal and transverse magnetizations will be smaller for a 90° RF pulse.

### Small Flip Angle vs. short TR



1)  $\alpha = 90^\circ$ ,  $TR = 0.1 T1$   
 $\rightarrow Mz = 0.095 M_0$

(2)  $\alpha = 25^\circ$ ,  $TR = 0.1 T1$   
 $\rightarrow Mz = 0.22 M_0$

### Tissue Contrast - FA




Figure 20-11 A small flip angle results in a large amount of longitudinal magnetization.






Figure 20-12 When the flip angle is small, it is difficult to discriminate the T1 contrast between two tissues. Thus, small  $\alpha$  reduces T1 weighting.

### Tissue Contrast - FA



### Tissue Contrast - TE




## Fast Scanning Techniques

GE	Siemens	Philips
GRASS	FISP	TFE
SPGR	FLASH	T1 FFE*
SSFP	PSIF	T2 FFE*
FSPGR	Turbo-FLASH	T1 TFE**

\*TFE, turbo field echo  
\*\*FFE, fast field gradient echo

## Steady state



**Figure 20-9 A-D:** Because TR is short, a fraction of transverse magnetization remains at the end of the cycle, which eventually reaches a steady-state  $M_{ss}$ . This steady-state component is affected by the next RF pulse.


## How can we do???

To prevent residual transverse magnetization is managed:

- gradient echo sequences with **spoiled** residual transverse magnetization
- steady state gradient echo sequences that **conserve** residual transverse magnetization and therefore participate in the signal.

## Spoiled gradient echo sequences


Type of sequence	Philips	Siemens	GE	Hitachi	Toshiba
Spoiled GE	T1-FFE	FLASH	SPGR MPSPGR	RSSG	RF-spoiled FE



## Principles

- In certain cases, the steady state can be detrimental, namely for obtaining T1 weighted sequences.
- To resolve this problem, gradients and/or RF pulses (spoilers) are used to **eliminate** residual transverse magnetization.

## Basic GRE vs. Spoiled GRE



## SPGR (spoiled GRASS)

- The word "spoiling" refers to the elimination or spoiling of the steady-state transverse magnetization:
  1. by lengthening TR
  2. by applying variable gradient spoilers
  3. by applying RF spoiling

## Lengthening TR

- The method to achieve spoiling of  $M_{ss}$  is by lengthening TR
- When TR is sufficiently large (generally over 200 msec), there is enough time to allow complete dephasing of the spins in the transverse plane

## Variable Gradient Spoilers-2





Figure 21-6 A PSD for spoiled GRE by using gradient spoilers.

## Variable Gradient Spoilers



## RF Spoiling (phase offset)








Figure 21-3A-D: Spoiling of the steady-state transverse magnetization can be done via RF spoilers (as in SPGR), in which a phase offset is added to each successive RF pulse.

## RF Spoiling-2



Mss Spoiled – TR can be shorten




## Disadvantage of SPGR(FLASH)



- Increased dephasing caused by inhomogeneities in  $B_0$
- Increased magnetic susceptibility artifacts
- Increased chemical shift artifact



## FLASH



## Dual/Multi-echo GRE




- Several echoes can be created after a single RF-pulse by sequential gradient reversals
- Permits "in-phase/out-of-phase" imaging
- Echoes may be combined (MERGE/MEDIC)


## Steady-state gradient echo

Type of sequence	Philips	Siemens	GE	Hitachi	Toshiba
Steady state GE	FFE	FISP	MPGR, GRE	TRSG	FE

### Steady-state gradient echo



## Basic GRE vs. GRASS/FISP



## GRASS/FISP

- Residual Transverse Magnetization




Figure 21-1A-D: A residual transverse magnetization that reaches a steady state  $M_{ss}$  remains after a short TR.

## GRASS/FISP





Figure 21-2 A PSD for GRASS/FISP. A "rewinder" gradient is applied along the y axis at the end of the cycle to reverse the effect of phase-encoding gradient.

## T2-enhanced steady-state gradient echo


Type of sequence	Phillips	Siemens	GE	Hitachi	Toshiba
T2-enhanced steady-state GE	T2-FFE T2	PSIF	SSFP		FE



© IMAIOS 2014

- In T2-enhanced steady-state gradient echo sequences:
  - residual transverse magnetization is conserved
  - the sequence is **inverted in time**, compared to the preceding sequences
  - only the echo corresponding to the Hahn echo, dependent on **T2** but **weaker** than spin echo, is recorded

### SSFP/PISF



$$TR < TE < 2TR \rightarrow T2W$$

### SSFP/PISF




Figure 21-7 A PSD for SSFP/PSIE. Each  $\alpha$  pulse contains some  $180^\circ$  pulse embedded in it that acts like a refocusing pulse. This in turn will result in a spin echo (SE) at the time of the next  $\alpha$  pulse. Hence, contrast is determined by  $T_2$  (not  $T_2^*$ ).

SSFP/PISF

#### Advantage of SSFP/PISF

- Decrease dephasing due to inhomogeneities in  $B_0$  compare with GRASS and SPGR
- Decrease magnetic susceptibility artifacts compare with GRASS and SPGR
- Decrease chemical shift artifacts (dark band) compare with GRASS and SPGR

#### Disadvantage of SSFP/PISF

- Decrease SNR due to the use of longer TEs ( $TE > TR$ )
- Increase sensitivity to non-stationary tissue

### The Characteristics of Various GRE

GRE Technique	SNR	CNR	Comments
GRASS/FISP	Highest	Best possible $T_2/T_1$	Preserves steady-state component
SPGR/FLASH	Intermediate	Best possible $T_1W$	Spoiled steady-state component
SSFP/PSIF	Lower	Provides $T_2W$	Gradient-recalled SE, $TR < TE < 2TR$

## The Characteristics of Various GRE

	GRASS/FISP	SPGR/FLASH
T1 contrast	-	Medium flip, Short TR/TE
Spin density contrast	Low flip, Medium TR, Short TE	Low flip, Medium TR, Short TE
T2/T1 contrast	Medium flip, Short TR/TE	-
T2* contrast	Long TE	Long TE


## What is GRASE ?

- GRAdient And Spin Echo (GRASE) or Turbo Gradient Spin Echo(TGSE)
- A fast segmented sequence that combines a multiple spin-echo train and intermediate gradient echoes

$$\text{Scan time} = \frac{\text{TR} \times N_{\text{PE}}}{N_{\text{spin echoes}} \times N_{\text{gradient echoes}}}$$

What is GRASE ?

- Some systems call the number of spin echoes the 'turbo factor' and the number of gradient echoes the 'EPI factor'
- Typically three gradient echoes will be used for each spin echo



## Advantages of GRASE

- Much less RF power is used
  - Higher 'turbo factors'
  - More like T2-weighted spin echo than FSE
- But-----
- substantial ringing artifacts in the phase encode direction

休息一下吧!!!

## MR組織壓抑技術

MR Tissue Suppression

周嘉豪 醫事放射師

台北慈濟醫院 放射診斷科

慈濟科技大學 醫學影像暨放射科學系

[charles198217@yahoo.com.tw](mailto:charles198217@yahoo.com.tw)

1

## 本次課程內容

- 瞭解並說明常用的組織壓抑技術, 包括下列幾項:
  - FLAIR, STIR, fast FLAIR , Double IR (Chapter 7,25,28)
  - Spatial presaturation (Chapter 23)
  - Chemical presaturation (Chapter 23,25)
  - Magnetization Transfer saturation (Chapter 25)

### Reference:

- 1.MRI The Basics (3rd) (Chapter 7,23,25,28)
- 2.MRI IN PRACTICE(4td) (Chapter 5,6)
- 3.MRI From Picture to Proton(2nd)



2

## 組織壓抑技術 tissue suppression techniques

如何將組織信號抑制?

- 利用saturation的概念
- Tissue共振頻率不同
- T1 relaxation 的不同

臨床上壓抑的主要對象:

- Suppress two common targets fat and water
- Suppress other silicone and blood

3



## 組織壓抑技術種類

- 反轉回覆技術 (Inversion Recovery , IR)
  - STIR、FLAIR、fast FLAIR、DIR
- 化學(頻譜)預飽和 (chemical persaturation)
- 空間預飽和 (spatial persaturation)
- 磁量轉移 (Magnetization Transfer , MT)

4

## MR時間-基本參數


- TR (repetition time)重複時間
- TE (echo time)回音時間
- TI (inversion time)反轉時間
- FA (flip angle)偏離角度



5

## T1 弛緩 (T1 relaxation)

T1 value = Mz 恢復到  $M_0$  的 63.2% 所需之時間  
T1 弛緩現象




6

## 反轉回復技術 Inversion Recovery

- 180 度脈衝，所有磁向量均反向
- 等待 T1 弛緩 (TI: Inversion Time), 提供好的 T1 對比
- 到脂肪(或CSF)回復至零點後開始取像
- 1.5T 下 TI 通常約 140 msec (STIR-抑制fat)  
(Short Tau Inversion Recovery)
- 1.5T 下 TI 通常約 2500 msec (FLAIR-抑制CSF)  
(Fluid-Attenuated Inversion Recovery)

7


## STIR、FLAIR (1.5T)




8

# 反轉回復技術 – fast FLAIR


## IR + Echo Train (ETL 回音列車)




# 反轉回復原理示意圖



# 磁化量在IR波序上的變化



# 反轉回復曲線



TI 時間的長短可以決定抑制何種組織的信號

- STIR TI (fat) at 1.5 T = 0.693 x 200 msec = 140 msec
- FLAIR TI (CSF) at 1.5 T = 0.693 x 3600 msec = 2500 msec



## STIR 特性

### IR Advantages & Disadvantages

- 不須特別均勻主磁場，影像含有 T1 成份
- Inverse T1 weighting
  - 長 T1 組織：亮
  - 短 T1 組織：暗
  - 與普通短 TR 之 T1 影像相反
  - CSF > edema > 灰質 > 白質

IR advantages 1. 沒有明顯額外的RF加熱  
2. 不會有磁場不均度所造成的變動


IR disadvantages 1. 相似T1值的組織通通被壓制掉而無法區別(ex: Gd effect)  
2. 長TR造成的長擷取時間 (3T的話TI就會更長)  
3. 較低的SNR(部分被飽和的關係)

13

## Fluid-Attenuation Inversion Recovery

### 利用IR技術把水的信號壓掉

提供沒有CSF信號T2WI，降低灰白質對比，形成灰色背景顯現病灶




T1W T2W FLAIR  
通常病灶有較長的T2時間(cortical lesion, peripheral subcortical, periventricular )  
故利用T2W影像進行診斷，靠近CSF的病灶不好辨識(high CSF SI)

14


## Fluid-Attenuation Inversion Recovery

### 利用IR技術把水的信號壓掉

多發性硬化病灶multiple sclerosis (MS)



T2W



FLAIR


MS:神經傳導有關，發生在白質，會產生去髓鞘化的動作，會變白質產生病變

15


## Fluid-Attenuation Inversion Recovery

### 利用IR技術把水的信號壓掉

Glioblastoma 神經膠母細胞瘤



T2W



FLAIR


腦在病變(tumor)時產生的edema會和CSF接近，用FLAIR區分

Andrea Hawkins-Daarud, Front. Oncol., 04 April 2013 16


# Fluid-Attenuation Inversion Recovery

利用IR技術把水的信號壓掉

蜘蛛網膜下出血(SAH)及腦室內出血的診斷很有用




T2W



FLAIR

# Short Tau Inversion Recovery

利用IR技術把脂肪的信號壓掉




T2W



STIR (SNR較差)

# Short Tau Inversion Recovery

利用IR技術把脂肪的信號壓掉



T1W

T2W


STIR

# Double IR: black blood imaging




常使用於心臟血管磁振造影  
可以清楚看到血管壁的構造

## Double IR: black blood imaging原理



21

## Double IR: black blood imaging的原理



22

## 化學(頻譜的)預飽和 Chemical (Spectral) persaturation


- RF脈衝施加之前加一個預飽和脈衝
- 消除脂肪和特殊的縱向磁量 CHESS: CHEMical Shift Selective
- SAT類似於90度(適當的選擇頻率進行飽和)
- 臨床上又叫fat sat，主要是用來作脂肪的壓抑
- 受磁場不均勻度的影響
- Breast, Muscle, Bone, Spine常用
- Brain用的比較少(fat較多在皮下)



23


## Chemical shift effect

- 水分子的質子的 Lamor frequency 比脂肪的質子的 Lamor frequency 快了3.5 ppm (parts per million)  
 $\omega(\text{頻率}) = \gamma(\text{磁旋比}) B_0$
- 3.0T相差  $3.5 \times 10^{-6} \times 42.6 \text{ MHz/T} \times 3.0\text{T} = 440 \text{ Hz}$
- 1.5T相差  $3.5 \times 10^{-6} \times 42.6 \text{ MHz/T} \times 1.5\text{T} = 220 \text{ Hz}$
- 0.5T相差  $3.5 \times 10^{-6} \times 42.6 \text{ MHz/T} \times 0.5\text{T} = 73 \text{ Hz}$



24

## 化學(頻譜的)預飽和 Chemical (Spectral) persaturation



25

## Chemical (Spectral) persaturation Advantages & Disadvantages

**Chemical (Spectral) persaturation advantages**

1. 可以區別T1相似的組織(ex: fat & Gd-enhanced tumors的)
2. 除被壓抑的組織外，其他組織的訊號不會有影響 (IR affects the contrast of all tissues)


**Chemical (Spectral) persaturation disadvantages**

1. 頻率技術的選擇對磁場不均度非常的敏感 (ex: metallic susceptibility artifacts/可用STIR改善)
2. 需要額外的時間(TR increasing the scan time 5~8ms)
3. 額外的RF加熱 (extra 90° pulse)

26

## Chemical presaturation

取信號的脈衝序列前，以特定頻率打90°RF



T1W

T2W

T1W + fat sat

27

## Chemical pre-saturation

取信號的脈衝序列前，以特定頻率打90°RF



T2W


T1W

T1W + fat sat

28

### Chemical pre-saturation:


取信號的脈衝序列前，以特定頻率打 $90^\circ$ RF



### STIR vs. Fat Sat

- Endometrioma (aka chocolate cysts)

Lower SNR



Coronal T1W

Coronal STIR  
lesion T1 value similar fat

T2W fat sat  
Not include fat

### Fat Sat與Water Sat的影像比較




Raw Image

Fat Sat

Water Sat


### 綜合saturation臨床應用 STIR、fat sat、water sat



T2 weighted

## 綜合saturation臨床應用 STIR、fat sat、water sat

T1:CSF > edema > gray > white > fat  
Gd contrast agent can shorten tissue T1



T2W + fat sat

STIR + water sat


T1W + fat sat + C

- Siliconomas (小針美容)
- Breast tumor (r/o malignancy)

tumor血管壁比較不完整，導致比較大分子的顯影劑會滲漏到裡面去

33


## 空間預飽和(Spatial persaturation)



- 臨床上又稱為saturation band
- 90°脈衝之前多施加一個90°脈衝
- 利用空間的遮擋做為概念  
(anterior/posterior, superior/inferior, right/left)
- 降低整個FOV內的運動及流動相關假影  
(Motion artifacts or Flow-related artifacts)
- 針對運動和流動的組織(心臟或呼吸運動或血流等)

34

## 什麼是 saturation band?




在取信號的脈衝序列之前，於特定位置打90°RF

35


## 空間預飽和(Spatial persaturation) Imaging of spine

- Saturation band 放置在spine前
- 減少椎骨周圍大血管和心臟的假影



36

## 空間預飽和(Spatial persaturation) Imaging of spine




無 saturation

有 saturation

37

## 空間預飽和(Spatial persaturation) MR angiography常用




38

## 空間預飽和(Spatial persaturation) MR spectroscopy常用

MR spectroscopy:

Saturation bands are placed on the skull regions.

No. band ↑ scan time ↑  
(5-8msec)




- Fat和lactate二者太接近(1.3 ppm)
- 不適用fat sat 怕二者都被saturation

## Chemical persaturation vs. Spatial persaturation

	Chemical persaturation	Spatial persaturation
優點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.可區別T1值相似的組織</li> <li>2.未受壓抑組織訊號沒有任何影響</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.減少phase ghosts</li> <li>2.減少flow artifacts</li> </ol>
缺點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.使用頻率選擇技術,深受磁場不均勻度的影響</li> <li>2.需要額外的時間</li> <li>3.造成額外的RF熱量</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.FOV內也壓抑其它部分的組織</li> <li>2.延長TR, 造成掃描時間增加</li> </ol>
應用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.適當選擇頻率 可消除脂肪或水的訊號</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Spine scan</li> <li>2.MRA(MRV), TOF</li> <li>3.Abdomen scan</li> <li>4.Brain, MRS</li> </ol>

40

## 磁量轉移(Magnetization Transfer , MT) Non-fatty hydrogen nuclei



41


## 磁量轉移(Magnetization Transfer , MT)

- 壓抑protein-bound water的技術
- 巨量水(bulk H<sub>2</sub>O): 氫含量高、自由運動的水分子
- 結合水(bound water): 氫含量低、蛋白質結合水分子
- protein-bound water與free water的共振頻率相差500~2500Hz
- protein-bound water的飽和傳給free water的飽和  
CSF、blood、骨髓、脂肪組織，大分子少，MT小訊號  
小腦組織、肌肉，大分子多，MT大訊號大
- 常運用在TOF-MRA抑制腦背景組織，突顯較小的腦血管  
(reduction of gray and white matter signal by 15%~40%)

42


## 磁量轉移(Magnetization Transfer , MT)

- 抑制含有大分子蛋白質組織的信號
- 有效抑制背景組織突顯血液
- MTS 效應在靜止組織中較強



43


## 磁量轉移(Magnetization Transfer , MT) TOF-MRA常用



有MT sat  
無MT sat  
(reduction of gray and white matter signal by 15%~40%)

44





Thanks for your attention!

# 血流現象與磁振血管造影

Flow phenomena and MRI

周嘉豪 醫事放射師

台北慈濟醫院 放射診斷科

慈濟科技大學 醫學影像暨放射科學系

[charles198217@yahoo.com.tw](mailto:charles198217@yahoo.com.tw)

## 本次課程內容

- 瞭解血流對 SE 和 GE 訊號的影響
- 瞭解 TOF MRA, PC MRA 和 CE MRA 的原理
- 瞭解磁振血管造影的臨床應用與優缺點

### Reference:

1. MRI The Basics (3rd)
2. MRI IN PRACTICE(4td)
3. MRI From Picture to Proton(2nd)
4. Laub G, Gaa J, Drobintzky M. Magnetic resonance angiography techniques. Electromedica 1998;66:68-75.
5. Graves MJ. Magnetic resonance angiography. Br. J. Radiol. 1997;70: 6-28.




## 有哪些血管造影 (Angiography) 的方法?



傳統血管造影




電腦斷層血管造影 (CTA)




磁振血管造影 (MRA)

## Gradient Echo (GRE) Diagram




## Saturation Effects(飽和效應)

- 重複激發的RF pulse造成縱向磁量的逐漸消失
- 造成訊號的損失，也造成SNR的降低
- 短TR，大偏折角(T1W)→沒時間作T1回復→訊號低




5

## 如何減少saturation effects?



較長的TR會使得縱向磁量的回復比較短的TR好，飽和效應降低




較小的 $\alpha$  (TR固定)也可使縱向磁量的回復比較大 $\alpha$ 多，飽和效應降低。

## 如何減少saturation effects?

注射gadolinium(使T1變短)

- 順磁性的對比劑會使T1縮短(CE-MRA)
- T1回復會比較快且飽和效應比較小



7

## Flow Phenomena

Laminar Flow 層流	normal vessels (大多數的血管)	parabolic profile (拋物線)	
Plug Flow 栓塞流(平流)	high velocities + large vessels (高流速的大動脈)	flat profile	
Turbulent Flow 擾流	abnormal vessels (不正常血管)	Vortex flow eddies	
Flow separation 流體分離	near the wall of vessels	streamline separated	

8

## MRA Techniques

- **MRA Techniques** : TOF (time of flight) MRA(2D、3D)  
PC (phase contrast) MRA(2D、3D)  
CE (contrast enhanced) MRA(3D)

single slab  
multi slab

Unenhanced MRA (TOF & PC)

- Amplitude effects:
  - Blood flowing into or out of a chosen slice has a different longitudinal magnetization compared to stationary spins.
  - Depend on the duration of stay (Time-Of-Flight) in the slice.
- Phase effects:
  - Blood flowing along the direction of a magnetic field gradient changes its transverse magnetization compared to stationary spins.

9

## Time Of Flight (TOF)

### ■ Signal loss(訊號喪失)

1. high velocity(高速) (Washout & Inflow effect有關)
  2. turbulent flow(擾流)
  3. dephasing(失相)
- } Flow Artifacts

### ■ Signal gain(訊號獲得)


1. flow-related enhancement (FRE)
2. even echo rephasing(偶數回音重聚相)  $TE_2=2TE_1$
3. diastolic pseudogating(心舒期假性觸發)  
收縮期流動:快 心舒期流動:慢 利用 cardiac gating

10

## Time-Of-Flight effect in Spin Echo

### 血流呈黑色或灰色(Washout effect)


- 高速的訊號損失，流動的質子在切面中停留時間不夠長
- 質子必須同時受到90°和180° RF pulse作用



11

## Time-Of-Flight effect in Spin Echo

### High Velocity Signal Loss



12

## Time-Of-Flight effect in Spin Echo

血流呈黑色或灰色



ex: slice thickness=1cm  
TE=50msec時，  
血流速度大於多少就沒有訊號？

Ans: 
$$v = \frac{\Delta Z}{1/2 TE}$$
  
1cm/25msec = 40cm/sec

Flow blood SI ↓


- Decreasing slice thickness
- Increasing flow velocity
- Increasing TE (T2W>T1W)
- Not occur in GRE

13

## Time-Of-Flight effect in Gradient Echo


血流呈白色(GRE影像血流總是亮的!) (Inflow effect)

- GRE總是序列模式(一次切一張)，每一張都是血液流進來的第一張
- 沒有180°RF，所以TOF loss影響不明顯
- TE通常都很短，dephasing引起的訊號喪失非常少



14

## Time-Of-Flight effect in Gradient Echo



15

## Time-Of-Flight effect in Gradient Echo

血流呈白色



ex: 當 slice thickness = 1 cm,  
TR = 1000 msec 時，  
血流速度多少就有最大訊號？

Ans: 
$$v = \frac{\Delta Z}{TR}$$
  
1 cm / 1000 msec = 1 cm/sec

Flow blood SI ↑


- Decreasing slice thickness
- Increasing flow velocity
- Increasing TR

16

## Flow Artifacts (易造成pseudo-stenosis)

### ■ Turbulent flow(擾流)

紊亂的流體，造成不同相位，而互相抵消而導致沒有訊號，發生在具有低或高的流速時




### ■ Dephasing(失相)

#### ■ 體素內(intravoxel)失相:

1. 層流造成
2. 體素內存在不同血流速度

### ■ 切面方向和血管轉彎處



## Flow 訊號獲得


Signal gain(訊號獲得)

### 1. flow-related enhancement (FRE) (Type of TOF)

#### 2. diastolic pseudogating

- 心舒期可獲得較高的血管內訊號(高速導致較多的TOF損失)
- 使用 cardiac gating 來固定擷取一個時間點的心跳

Refractory period



### 3. even echo rephasing(偶數回音重聚相)



- SE造影有對稱回音、 $TE_2=2TE_1$ 、偶數回音的訊號強度比奇數回音

## Flow Related Enhancement (FRE)



又稱入口現象(entry phenomenon)

2D TOF:

- Larger flip angle ( $30^\circ \sim 70^\circ$ )
- Thicker slice thickness(2~3mm)(SNR $\uparrow$ )
- Vessels straight and perpendicular to the slices (carotid or lower extremities)
- Sensitive to slow flow




## FRE & Multi-slice



# 3D TOF MRA


- FRE Multi-slice Phenomena類似、3D FRE 比 2D FRE 弱
- Smaller voxels(<1mm), short TE, higher SNR
- Small flip angle(<30°), slab does not become too saturated.



# TONE

## Tilted Optimized Non-saturating Excitation


傾斜最佳化的不飽和激發



# MOTSA



## Multiple Overlapping Thin-Slab Acquisition

多重疊之薄區塊的擷取



# 3D multi-slab method

- Larger vessel sections
- Reduced saturation effects (like 2D)
- MOSTA: 20%~30% overlapping
- Longer acquisition time




## 3D multi-slab method


single slab



multi-slab  
non-overlapping



multi-slab  
overlapping



25


## Reduce saturation effects?

- 用較小的偏折角( $\alpha$ ) (固定TR下大 $\alpha$ 比小 $\alpha$ 有較多的Mz喪失)
- 用較長的TR (可以讓縱向磁量回復的較多)
- MOTSA (Multiple Overlapping Thin-Slab Acquisition)  
(較常用)
- TONE (Tilted Optimized Non-saturating Excitation)
- 注射gadolinium(使T1變短)

26

## Gradient Moment Rephase (GMR) (Flow Compensation; FC(流動補償))

- GMR:減少流體運動假影的一種方法



27

## Options to improve TOF MRA


- Slices or volume perpendicular to flow direction
- 2D for slow flow , 3D for fast flow
- 3D multi-slab for larger vessel sections
- Spatial presaturation to isolate arteries and veins
- Use of minimum TE reduces signal loss due to spin dephasing
- TONE pulse or MOSTA reduces saturation effects in 3D TOF
- Magnetization transfer (MT) and fat sat improve vessel contrast  
(reduction of gray and white matter signal by 15%~40%)

28




# Phase Contrast MRA (PC MRA)


- Phase effects concern the transverse magnetization
- Bipolar flow-encoding gradient (strength and duration but opposite sign)
- Stationary spins = zero net phase shift
- Flowing spins = a non-zero phase shift



# Phase Contrast MRA (PC MRA)




# Phase Contrast MRA (PC MRA)



# Magnitude & phase contrast method

- 整體流速 -- 重複三次 (Gx、Gy、Gz) + 一次參考點(flow compensation)



## What is VENC?

- Velocity encoding (VENC) = 速度編碼 (MR放射師可以選用)
- VENC為該梯度下所能求的最大流速
- 血流的相位改變的大小與其速度成正比
- Aliasing velocity(假影:假的速度) = VENC - 實際速度**
- Ex:若VENC=30cm/sec, 則一個具有40cm/sec之流速血管所呈現出來的流速為?

$$\psi = 1/2\gamma Gvt^2$$


$$V = 30 - 40 = -10 \text{ cm/sec (朝反向的流動)}$$

一個較小的VENC對慢速流(靜脈流)及較小的支脈較為敏感  
但會對較快速的(動脈)流動造成假影

33

## Velocity encoding (VENC)


梯度愈強(弱), VENC愈小(大)



34

## VENC 與 phase aliasing


- 流速與相角成正比
- 實際上VENC可分析的流速範圍
- +180° ~ -180° 之間, 角度 360° 的範圍(180°相角的流速)
- Aliasing velocity = VENC - 實際速度 (V = 100 - 150 = -50cm/sec)**




35

## Velocity encoding (VENC)

- 調VENC = bipolar 梯度、根據流速範圍選取最適當VENC值
- VENC太高:慢血流看不清楚
- VENC太低:phase aliasing



(影像來自於鐘孝文教授之ppt檔)



36


## 常見血管內的血流速度

### VENC Optimization

Pulmonary artery	70-130
Aorta	100-175
Carotid artery	80-120
External iliac artery	81-120
Carotid syphon	55
Common femoral artery	115
Basilar artery	40
Superficial femoral artery	90
Vertebral artery	40
Popliteal artery	70
Sagittal sinus vein	10
Peripheral veins	5-10

37


## PC MRA: 常用於腦部靜脈造影



Scan time 約 6 min，時間很長

38

## PC MRA: 定量血流速度與方向



Magnitude image  
(images of blood vessels)

Phase image  
(direction of flow)

39  
(影像來自於鐘孝文教授之ppt檔)


## Contrast-Enhanced MRA (CE MRA)

- 避免血流訊號被飽和或血流的SNR值不夠好
- 注射 Gadolinium (Gd-DTPA)使血流的T1縮短(paramagnetic)  
(0.5~4.0 ml/s、0.1~0.3 ml/kg、total 20~40 ml、GFR>30 ml/min)
- 快速靜脈注射Gd被稀釋之前,快速擷取影像  
(T1縮短最明顯時、使用GRE技術(T1W-SPGR))
- 掃描切面通常是 coronal, 而不是與血管走向垂直  
(可以在解析度增到最大的情況下,增加涵蓋範圍)
- 血流流動的失相假影像不敏感(依賴T1特性)

40

## Contras-Enhanced MRA


- CE-MRA: elliptical-centric 和 multiphase
- elliptical-centric:
  - 等對比劑進入感興趣的動脈後再開始擷取
- bolus對比劑的自動監測軟體
  - SmartPrep:通過將游標放置在感興趣動脈的上游來進行
  - TimeBolus:進行即時掃描以決定Gd對比劑到達感興趣動脈的時間 (觀察注射2cc的Gd對比劑後動脈到達最大亮度的時間)



41

## Contras-Enhanced MRA


- Mask subtraction
- Scan time 約 20 sec



42

## Contras-Enhanced MRA

- CE-MRA: elliptical-centric and multiphase
- multiphase:
- 注入Gd之後進行多次的擷取，其中一個必定位於動脈相
  - time-resolved imaging of contrast kinetics, TRICKS



43

## Applications areas of MRA


	2D-TOF	3D-TOF	2D-PC	Magnitude contrast	3D-PC	CE MRA
Intracranial Arteries		***			*	*
Intracranial Veins	***	*	*		**	*
Carotids	**	**				***
Peripheral vessels	**			*		***

44

## 看圖說故事時間

■ 請各位放射師們看影像, 並想想下列二個問題:

1. 為何血管呈黑色, 灰色 或白色?
2. 使用何種磁振造影技術?



Thanks for your attention!

# *The Artifacts in MRI*

新光吳火獅紀念醫院 放射診斷科  
技術專員 李正輝

## *Introduction*

- All MRI images have artifacts in some degrees.
- Why and How ?
- How to remedy the artifacts encountered in MRI.

## *Introduction*

- *Motion artifacts*
  - patient motion, physiological motion, flow
- *Inhomogeneity artifacts*
  - mental artifacts, zipper artifacts, cross talk
- *Digital imaging artifacts*
  - aliasing, truncation, herring-bone artifacts, halo artifacts, Gradient nonlinearities, chemical shift

## *Motion Artifacts*

- *Patient motion*
  - voluntary motion, involuntary motion
- *Physiological motion*
  - respiration, cardiac motion, peristaltic
- Occurring in *phase encoding direction*

But, why are *ghosts* only produced in the *phase-encode direction*?


- Consecutive points in the frequency-encoding direction are measured close together, typically much less than 1 ms apart.
- whereas consecutive phase-encoding steps are TR ms apart.
- *Motion such as respiration and blood flow occurs slowly compared with frequency encoding but much quicker than phase encoding. So between successive phase encodings, the anatomy moves and produces a ghost signal at a different PE position.*

## Motion Artifacts


- *Solution of patient motion*
  - fixed patient, repeat scan, reduce scan time, drug-assisted
- *Solution of physiological motion*
  - hold on breath, respiration gating, respiratory compensation, ECG gating, fast scan technology, drug-assisted

6



### • Patient motion



???




### Motion Artifact( Respiratory)



Respiration


Breath-hold

### Respiration Gating




11

### Respiratory Compensation Respiratory-Ordered Phase Encoding, ROPE








## Motion Artifact (Cardiac pulse)


- Involuntary motion
- ECG trigger or PPU trigger are used to avoid artifacts
- MR compatible electrodes use carbon instead of metal to avoid causing artefact on the MR images
- Scan time is determined by the heart rate
- The TR is controlled by the R-R interval

## ECG Gating



## ECG or peripheral gating?

- **ECG gating** is a more accurate gating method
  - peak is usually sharp and easily recognizable
  - all the other ECG peaks can be seen too
  - good for cardiac imaging
- **Peripheral gating** only detects the arterial
  - Pulse peak is much broader than ECG
  - Ease of preparing the patient and




## Motion Artifact( *Peristaltic motion* )

- Causes *a random continuous motion* of the abdominal contents
- Acquiring multiple averages can reduce the ghost appearances
- *Antiperistalsis* drug such as hyoscine butylbromide (Buscopan)
- Ultrafast pulse sequences
  - HASTE
  - single-shot **FastSpin Echo (FSE)**


## Flow Motion Artifact


- Artifact or non artifact? There are two sides of same coin
- *In-flow effect* (flow related enhancement, FRE)
  - Spin echo: dark signal
  - Gradient echo: bright signal
- *Velocity-induced phase effects*
  - Resonant frequencies are changing continuously
  - *Incorrect phase angle* for their real position
  - Artifact on *phase encoding* direction

18




## PDW axial image







### Flow artifact



???





### Flow compensation




## Avoiding FRET Artifacts

- *Spatial saturation bands*, also known as *REST slabs* or *pre-sat bands*, are simply slice selections, and can be used in many ways



25

???






## Inhomogeneity artifacts

### Susceptibility artifacts


- Susceptibility artifacts in MRI occur at *interfaces of differing magnetic susceptibilities*, such as at tissue-air and tissue-fat interfaces (examples include paranasal sinuses, skull base, and sella)
- There are caused by *inhomogeneities*, susceptibility artifacts are generally worse on *gradient-echo* images than *spin-echo* images.

### Mental Artifacts

- Metals caused homogeneity change



???




## Zipper artifact (RF)

- This artifact is one form of **central artifacts**
- Most of zipper artifacts result from **inhomogeneities** of the magnetic field caused by interferences with radio frequency from various sources.
- **Software** and **equipment** problems can also cause zipper lines in both directions

## FID Artifacts

- Free induction decay (FID) artifacts occur due to overlapping of side lobes of the **180° pulse** with the **FID** before it has had a chance to completely decay. This overlapping causes a “zipper” artifact
- **Along the frequency -encode direction.**


## FID Artifacts



### Remedy


- **Increase the TE** (increases the separation between the FID and the 180° RF pulse).
- **Increase slice thickness.** This in effect results from selecting a wide RF BW, which narrows the RF signal in the time domain, thus lowering chances for overlap.

## Zipper artifact




## RF Feedthrough Zipper Artifact

- This artifact occurs when the **excitation RF** pulse is **not completely gated off** during data acquisition and “feeds” through the receiver coil. It appears as a “zipper” stripe along the **phase- encoding axis at zero frequency**



## RF Noise




- RF noise is caused by **unwanted external RF** noise (e.g., TV channel, a radio station, a flickering fluorescent light, patient electronic monitoring equipment). It is **similar to RF feedthrough** except that it occurs at the **specific frequency** (or frequencies) of the unwanted RF pulse(s) rather than at zero frequency

## Remedy for Zipper Artifact


- Improve RF shielding.
- Remove monitoring devices if possible.
- Shut the door of the magnet room!

## Cross-talk




## The remedy of cross talk

- At least a **30%** gap between the slices.
  - Excite alternate slices (**interleaved**) during the acquisition.
- First sequence: odd slices 1,3,5,7, ...  
 --- Next sequence: even slices 2,4,6,8,



## Multi-stack artifact




## Digital imaging artifacts





## Aliasing Artifacts

- Aliasing artifacts, also called wrap-around artifacts
- Arises whenever the anatomy bigger than field of view (FOV)





45

## Aliasing Artifacts



## Anti-aliasing along the phase axis



- *Surface coil*
  - *Increase FOV*
  - *Over samples along the phase encoding axis.*
- To increasing the number of the phase encoding, the scan time has be prolonged. So, the *motion artifact* may be more apparent.
- *Saturation pulse*



## Herring-bone artifact


- A regular series of *high- and low-intensity stripes* extending right across the image
- It is caused by *spike noise* in the raw data, whose Fourier transform is then convolved *with all the image information*

## Herring-bone artifact




## Halo artifact


- A halo effect can be produced if *the receiver gains are incorrectly set*.
- When this happens the *signal is too large for the range of the digitizer and information in the center of k-space is lost*
- It is a rare artifact with modern *automatic pre-scan systems*, and is more likely to occur when receiver gains are manually set



## Halo artifact



## Gradient nonlinearities




Nonlinearities in the gradient cause distortion in the image.  
For instance, a circle may appear elliptical.

## Gradient nonlinearities

- The effect of nonlinearities is *to distort* the image, tending to compress the image information at the *edges of the FOV*.
- Many systems apply a correction to the images to stretch out the pixels, and on rectangular FOV a curved edge can be seen
- This is quite normal and also unavoidable; if necessary the area should be re-imaged using a smaller FOV.


## Gradient nonlinearities



## Chemical shift artifact

- Caused by the different chemical environment of fat and water.
- The precessional frequency of fat < water (depend on the main magnetic field strength)  
ex. At 1.5T the different of precessional frequency is 220 Hz; at 1.0T is 147 Hz. But at lower field strength (0.5T or less), it is usually insignificant.

### Chemical shift




### chemical shift artifact

- For example :  
The frequency mapped across the FOV is 32000 Hz; 256 frequency samples are selected, each pixel has an individual frequency range of 125 Hz (32000/256 Hz). At 1.5T, fat and water existing adjacent has a shift about 1.76 pixel which called chemical shift

### chemical shift artifact

- It depend on the **size of FOV** as this determines the size of each **pixel**.
- Causes a **dark edge** at the interface between fat and water.
- It occurs along the **frequency encoding axis** only.




### The remedy of chemical shift artifact

- Using *fat suppression*.
- Scanning at *lower field strengths*.
- *Increase bandwidth* (trade-off: lowers SNR )
- *Switch phase and frequency directions*.
- *Use a long TE* (causes more dephasing and less signal from fat).

### Chemical misregistration Chemical Shift of the "Second Kind"

- Also produced as a result of the precessional *frequency different between fat and water*.
- Caused because fat and water are in phase at certain times and out of phase at others.



### The remedy of Chemical misregistration


- When fat & water are in phase:  
     → signals add constructively.
- When fat & water are out phase:  
     → signals cancel each other out.

Which called ---- Chemical misregistration

- Cause a ring of dark signal around certain organs where fat and water interfaces occur within the same voxel.


- Use a *spin echo sequence* to reduce the artifact.
- Select a **TE** generates an echo when fat and water are in phase. (at 1.5T the TE is a multiple of 4.2ms)

### Chemical shift for in-out phase





FIELD STRENGTH	In	Out	In	Out	In	Out	In
0.5T	0	6.8 ms	13.6 ms	20.4 ms	27.2 ms	34 ms	40.8 ms
1.0T	0	3.4 ms	6.8 ms	10.2 ms	13.6 ms	17 ms	20.4 ms
1.5T	0	2.2 ms	4.4 ms	6.8 ms	9 ms	11.2 ms	13.4 ms
3.0T	0	1.1 ms	2.2 ms	3.4 ms	4.5 ms	5.6 ms	6.7 ms

???




## Truncation artifact

- Caused *by under sampling* of data so that interfaces of *high and low signal* are incorrectly represented on the image.
- Occurs in *the phase direction* only.
- Produces a low intensity band running through a high intensity area.



- Also called:
  - Gibbs artefact
  - Ringing
  - Spectral leakage
- Predominant in case of
  - low matrix
  - scan percentage  $\ll 100\%$






## The remedy of truncation artifact


- Increase sampling time ( BW )
  - Decrease pixel size:
- The under sampling of data must be avoided.
- increase the number of phase encoding steps.
- Decreasing the FOV




## Gibbs' artifact( truncation artifacts)



## External Magnetic Field Artifacts

- Artifacts related to  $B_0$  are usually caused by *magnetic inhomogeneities*.
- These nonuniformities are usually due to improper shimming, environmental factors, or the far extremes of newer short bore magnets.
- This can lead to *image distortion*
- They can be reduced in SE and FSE imaging by using  $180^\circ$  refocusing pulses.
- They can be a source of image inhomogeneity when a *fat suppression* technique is used





**感謝您的聆聽，再會！！**

新光醫院 放射診斷科 李正輝 技術專員

E-mail: [t001726@ms.skh.org.tw](mailto:t001726@ms.skh.org.tw)

TEL: 0984161097